

## Kit minceur Physiomag

### Le biomagnétisme pour vous aider à mincir

Nos aimants Néodyme sont certifiés en terres rares. De qualité professionnelle dorée à l'or 24 carats. Ce sont les plus puissants et performants qui existent. L'action physiologique des aimants repose sur les principes du biomagnétisme qui est, selon le petit Robert, la sensibilité des êtres vivants aux champs magnétiques. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est efficace et d'une simplicité extrême.



**Principe** : repose sur l'auriculothérapie qui est une technique de soin utilisée en acupuncture, basée sur les points de réflexologie se trouvant sur les oreilles. L'objectif étant de stimuler le tragus (petite excroissance cachant l'entrée de l'oreille) qui est en lien avec l'appareil digestif. Ce qui va diminuer votre sensation de faim et l'envie de grignoter.



**La magnétopuncture** : selon les acupuncteurs-magnétothérapeutes, les aimants donnent des résultats comparables aux aiguilles d'acupuncture sans présenter leurs inconvénients : douleurs des piqûres, transmission éventuelle d'infections et hématomes. De plus, la zone couverte par un aimant est nettement plus étendue que celle d'une aiguille.



**Indications** : Accompagnement dans une démarche de perte de poids et de rééquilibrage alimentaire.



**Mode d'emploi** : Nos aimants thérapeutiques minceur se placent de chaque côté du tragus quotidiennement, une heure avant chaque repas et une heure avant le coucher. Nous vous suggérons donc de commencer avec le plus gros aimant du côté intérieur de l'oreille puis d'approcher un petit aimant Néodyme de l'extérieur afin qu'ils s'attirent et se maintiennent en place. La taille des aimants n'a pas d'incidence sur le résultat recherché. La durée de l'utilisation du kit minceur recommandée est de 6 semaines, laps de temps nécessaire pour que le corps réagisse durablement au traitement.

Il est important de positionner vos aimants sur vos oreilles à chaque fois que vous avez une envie de manger entre les repas pour créer une sensation de satiété et ainsi limiter le grignotage. Garder vos aimants en place pour un maximum de 4 h par jour en espaçant les poses d'une heure pour éviter de blesser votre peau.



**Contre-indications** : La thérapie magnétique et l'usage des aimants sont contre-indiqués pour les femmes enceintes, les enfants, les porteurs de stimulateur cardiaque, de pompe à insuline, d'appareils auditifs ou tout autre dispositif électronique à l'intérieur du corps. L'emploi des aimants ne remplaçant pas les traitements médicaux, consultez toujours votre thérapeute ou votre médecin.



**Entretien** : Les aimants Néodyme sont plaqués or afin de les rendre hypoallergéniques. Ils se nettoient à l'eau savonneuse ou avec de l'alcool médical.



**Aimants Néodyme  
14500 Gauss**